

SKG

K6E  
NECK MASSAGER



### K6E Instrukcja użytkowania

- W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii, kontrolka przycisku zasilania zmieni kolor z niebieskiego na żółty, czemu towarzyszy komunikat głosowy: "Low battery".  
Urządzenie należy ładować podłączając kabel USB do adaptera spełniającego standardy urządzeń gospodarstwa domowego (zakres wyjściowy: 5V 1-2A) lub do portu USB komputera. Proces ładowania się urządzenia potwierdza migająca żółta lampka; gdy masażer jest w pełni naładowany, lampka urządzenia zaświeci się na niebiesko. Pełne naładowanie masażera trwa około 4 godzin, co umożliwia korzystanie z urządzenia przez 3-4 godziny.
- Przed użyciem należy najpierw zwilżyć skórę kregosłupa szyjnego mokrym ręcznikiem, a następnie założyć produkt na szyję tak, aby elektroda przylegała do skóry kregosłupa szyjnego. Następnie należy wygodnie ułożyć produkt na szyi, włączyć urządzenie i ustawić odpowiednią intensywność i tryb masażu.
- Długie (przez dwie sekundy) naciśnięcie przycisku "⓪", włącza urządzenie (potwierdzone komunikatem głosowym "Hi SKG").
- Urządzenie posiada cztery tryby (tryb inteligentny, tryb relaksacyjny, tryb aktywny, tryb fizykoterapii). Domyślnie uruchamiany jest tryb inteligentny z poziomem intensywności (0). Każde naciśnięcie przycisku "⓪" spowoduje zmianę trybu na kolejny. Po przełączeniu trybu, intensywność działania powraca do domyślnego poziomu (0). Długie (przez dwie sekundy) naciśnięcie przycisku "⓪", gdy urządzenie jest włączone, spowoduje jego wyłączenie sygnalizowane komunikatem "Bye".
- Przycisk "+" służy do zwiększania intensywności pracy urządzenia oraz do aktywowania dźwięku. Po każdym krótkim naciśnięciu przycisku, urządzenie przełączy się na wyższy poziom intensywności. Intensywność jest podzielona na 15 poziomów (0,1,2...15). Kiedy intensywność ustawiona jest na poziomie 14, po naciśnięciu przycisku "+", urządzenie wyśle komunikat dźwiękowy "Max". Jeśli przycisk "+" zostanie naciśnięty ponownie, wyemituje to ponownie dźwięk "Max", nie zmieniając natężenia pracy urządzenia. Długie naciśnięcie przycisku "+" włącza funkcję głosową ("audio mode").
- Przycisk "-" służy do zmniejszania intensywności pracy urządzenia oraz do deaktywowania dźwięku. Po każdym krótkim naciśnięciu przycisku, urządzenie przełączy się na niższy poziom. Intensywność jest podzielona na 15 poziomów (15,13,12...1,Min). Gdy intensywność ustawiona jest na poziomie 1, po naciśnięciu przycisku "-", urządzenie wyśle komunikat głosowy "Min". Jeśli przycisk "-" zostanie naciśnięty ponownie, wyemituje to ponownie dźwięk "Min", nie zmieniając natężenia pracy urządzenia. Długie naciśnięcie przycisku "-" powoduje wyłączenie funkcji głosowej ("mute mode").

7. Przycisk "⓪" służy do regulacji funkcji ogrzewania. Jednokrotne naciśnięcie go włącza funkcję ogrzewania, co sygnalizowane jest dźwiękiem: "Low-level hot compress". Elektroda jest ogrzewana, a jej temperatura jest utrzymywana na poziomie 38±2°C; Ponowne naciśnięcie przycisku, włącza poziom średni ogrzewania, co sygnalizowane jest dźwiękiem "Medium heat". Temperatura elektrody utrzymywana jest wtedy na poziomie 40±2°C; Trzecie naciśnięcie przycisku, włącza poziom wysoki ogrzewania, co sygnalizowane jest dźwiękiem "high level hot compress". Na tym poziomie, temperatura elektrody osiąga 42±2°C; Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza ogrzewanie, a urządzenie podaje komunikat głosowy: "Stop heating".

8. Kiedy zarówno ogrzewanie, jak i masaż nie są w użyciu, urządzenie zostanie automatycznie wyłączone po około 120s, co zasygnalizowane będzie dźwiękiem "Bye". Kiedy produkt jest włączony lecz nie jest prawidłowo noszony, zostanie automatycznie wyłączony po około 120s, co zasygnalizowane będzie dźwiękiem "Bye".

9. Gdy poziom naładowania baterii jest zbyt niski do prawidłowego funkcjonowania urządzenia, wyśle ono dźwiękowy sygnał "Bye" i zostanie automatycznie wyłączone.

### Porady

- Zaleca się stosowanie masażu nie dłużej niż pół godziny dziennie.
- Po użyciu należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i suchym miejscu.
- Nie należy stawiać na urządzeniu innych ciężkich przedmiotów.

### Rutynowa konserwacja

- Podczas czyszczenia i konserwacji urządzenia należy je wyłączyć i oczyścić elektrodę wilgotną bibułą. Gdy jest szczególnie zabrudzona, należy użyć niewielkiej ilości alkoholu medycznego (stężenie alkoholu 75%).
- Podczas codziennej konserwacji należy używać neutralnego środka czyszczącego i miękkiej szmatki do wycierania. Nie należy używać żrących środków czyszczących i nie moczyć ani nie płukać w wodzie.
- Podczas procesu czyszczenia należy zapobiec dostaniu się wody lub innej cieczy do urządzenia, aby uniknąć zwarcia i porażenia prądem.

### Środki ostrożności

#### ⚠ Niebezpieczeństwo

- Prosimy nigdy nie używać produktu razem z następującymi medycznymi urządzeniami elektronicznymi:
  - Rozrusznik serca i inne wszczepialne medyczne urządzenia elektroniczne;
  - Medyczne urządzenia elektroniczne, takie jak ECMO, które podtrzymują życie;
  - Elektrokardiograf i inne medyczne urządzenia elektroniczne;\* Urządzenie może spowodować nieprawidłowe działanie tych medycznych urządzeń elektronicznych, co może być zagrażające życiu.
- Używanie urządzenia nie jest dozwolone w stacjach benzynowych, warsztatach z nadmiernymi pyłami, gazem i innych miejscach występowania materiałów łatwopalnych i wybuchowych.

#### ⚠ Ostrzeżenie

- W przypadku jednoczesnego zastosowania na pacjencie sprzętu chirurgicznego o wysokiej częstotliwości i masażera, elektroda masażera może spowodować oparzenia lub uszkodzić masażera.
- Gdy produkt jest stosowany w pobliżu (1m) urządzenia do leczenia falami krótkimi lub mikrofalami, działanie masażera może być niestabilne.
- Podczas masażu nie należy dopuścić do kontaktu elektrody z ranami i bliznami.
- Podczas masażu nie należy umieszczać elektrody w pobliżu serca. W przeciwnym razie większy to ryzyko wystąpienia migotania serca.
- Produkt jest zalecany do stosowania przez jednego użytkownika. W przypadku, gdy jest używany przez dwóch lub więcej użytkowników, elektroda powinna być wyczyszczona przed kolejnym użyciem.
- Podczas używania produktu, elektroda powinna równomiernie, ściśle przylegać do skóry.
- Elektroda masażera posiada funkcję podgrzewania. Gorący kompres na tę samą część ciała przez długi czas (ponad 15 minut) może spowodować oparzenia niskotemperaturowe.
- W przypadku wystąpienia dyskomfortu w trakcie lub po użyciu należy przerwać stosowanie i zasięgnąć porady lekarza.
- Podczas codziennej konserwacji należy używać neutralnego środka czyszczącego i miękkiej szmatki do wycierania. Nie należy używać żrących środków czyszczących i nie moczyć ani nie płukać w wodzie.
- Ten produkt zawiera baterię litową. Nie należy demontować, modyfikować, zanurzać ani wrzucać go do ognia, gdyż może to spowodować uszkodzenie produktu lub wybuch.

- Osoby przedstawione poniżej, przed użyciem tego produktu powinny skonsultować się z lekarzem. W przeciwnym razie, użytkowanie może to spowodować dyskomfort lub doprowadzić do wypadku.
- 1. Pacjenci, którzy korzystają z pomocy medycznej i źle się czują.
- 2. Pacjenci cierpiący na zaburzenia pracy serca i nerwów mózgowych.
- 3. Pacjenci, których temperatura przekracza 38 stopni (gorączka).
- 4. Pacjenci cierpiący na choroby zakaźne.
- 5. Pacjenci z zaburzeniami percepcji skóry lub nieprawidłowościami skórnymi.
- 6. Pacjenci przyjmujący leki.
- 7. Pacjenci z nieprawidłowym ciśnieniem krwi.
- 8. Osoby, z brakiem możliwości swobodnego wyrażania swojej woli
- 9. Pacjenci cierpiący na zaburzenia czucia z powodu zaburzeń krążenia obwodowego spowodowanych cukrzycą itp.
- 10. Pacjenci z alergią skórną na elektrodę ze stali nierdzewnej.
- Użytkowanie jest zabronione w następujących okolicznościach:
  - Pacjenci z nowotworami złośliwymi
  - Pacjenci z tendencją do krwotoków
  - Kobiety w ciąży i karmiące
  - Pacjenci z ostrym zapaleniem ropnym
  - Użytkownicy rozruszników serca
  - Pacjenci z metalowymi implantami
  - W pobliżu ludzkiego serca
- Nie należy stosować produktu w pobliżu serca, nad szyją, głową, ustami, częściami intymnymi lub częściami z chorobami skóry i nie masuj podszew obu stóp jednocześnie. Ponadto, podczas używania nie należy uciskać organów wewnętrznych. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować wypadek lub dyskomfort.
- Nie należy stosować produktu z innymi wyrobami medycznymi, ani nie używać więcej niż dwóch zestawów produktu w tym samym czasie. W przeciwnym razie może to spowodować nudności lub dyskomfort.
- Nie należy stosować urządzenia do celów innych niż masaże opisany w instrukcji obsługi. W przeciwnym razie może dojść do wypadku lub nieprawidłowego działania.
- Nie należy używać elektrody z brakującymi lub uszkodzonymi powierzchniami. W przeciwnym razie może dojść do wypadku lub nieprawidłowego działania.
- Nie należy demontować, naprawiać i modyfikować tego produktu bez pozwolenia. W przeciwnym razie może to spowodować nieprawidłowe działanie lub porażenie prądem.

#### ⚠ Uwaga

- W przypadku dyskomfortu spowodowanego nieprawidłowością działania produktu należy natychmiast zaprzestać jego używania.
- W przypadku wystąpienia dziwnego uczucia na ciele lub skórze należy skonsultować się z lekarzem i zastosować się do jego zaleceń.
- Podczas masażu, aby przenieść elektrodę lub umieścić ją na innych osobach, upewnij się, że odłączone jest zasilanie. W przeciwnym razie może dojść do silnego porażenia prądem.
- Nie masuj się używając jednocześnie innego sprzętu elektronicznego. W przeciwnym razie może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych (np. błędny czas na zegarku elektronicznym).
- W przypadku nieprawidłowego działania, należy natychmiast zdjąć urządzenie i odłączyć je od zasilania. W przeciwnym razie może wystąpić rozgrzanie się urządzenia do wysokiej temperatury lub zwarcie, prowadzące do wypadku. Jednocześnie należy skontaktować się z serwisem posprzedażowym.
- Nie należy podłączać odłączać kabla ładowania USB mokrymi rękami. W przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem lub inny wypadek.
- Nie należy pozwalać dzieciom lub osobom niezdolnym do świadomego wyrażania opinii na używanie urządzenia. W przeciwnym razie może to spowodować wypadki lub dyskomfort fizyczny.
- Nie należy używać produktu w miejscu o dużej wilgotności, takim jak łazienka, ani nie używać produktu podczas kąpieli. W przeciwnym razie może dojść do silnego porażenia prądem i uszkodzenie produktu.
- Nie należy używać produktu, gdy jesteś w łóżku. W przeciwnym razie urządzenie może działać nieprawidłowo. Ponadto, elektroda może zostać przemieszczona na inne części ciała i powodować dyskomfort.
- Nie należy używać produktu podczas prowadzenia samochodu. W przeciwnym razie może to spowodować dyskomfort z powodu nadmiernej stymulacji, co w konsekwencji może doprowadzić do wypadku.
- Nie należy przywierać elektrody do jednego obszaru ciała przez długi czas. W przeciwnym razie może to spowodować zapalenie skóry.
- Podczas masażu nie należy dotykać elektrody metalowymi częściami paska, naszyjnika, itp. W przeciwnym razie może dojść do silnego porażenia prądem.
- Nie należy nakładać produktu na tę samą część ciała przez długi czas (ponad 30 minut). W przeciwnym razie może to spowodować zmęczenie mięśni w masowanej części ciała i dyskomfort.

- Należy nosić ten produkt prawidłowo. Służy on do stosowania na kregosłupie szyjnym i powinien noszony być symetrycznie. W przeciwnym razie może dojść do wypadków lub dyskomfortu.
- Odłączając kabel ładowania USB od produktu, nie należy ciągnąć za kabel. W przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie produktu.
- Elektroda masażera posiada funkcję podgrzewania. Użytkownicy, którzy nie są wrażliwi na ciepło lub są zbyt wrażliwi na ciepło, powinni przed użyciem skonsultować się z lekarzem.
- Gdy produkt jest w użyciu przez długi czas, powierzchnia będzie gorąca, co jest normalne.

#### ⚠ Sugestie dotyczące użytkowania

- Przed użyciem proszę upewnić się, że przyciski na urządzeniu działają prawidłowo.
- Gdy urządzenie jest używane po raz pierwszy lub nie było używane przez dłuższy czas, aby zapewnić jego normalne funkcjonowanie, proszę naładować je zgodnie z instrukcją obsługi.
- W przypadku utylizacji tego produktu, proszę zutylizować go zgodnie z odpowiednimi przepisami ochrony środowiska obowiązującymi na danym terytorium. W przeciwnym razie może to spowodować zanieczyszczenie środowiska.
- Docelowymi użytkownikami tego produktu są osoby w wieku 16 lat i więcej.
- Nie należy używać, ani przechowywać tego produktu w następujących miejscach:
  - Miejsca narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
  - Miejsca narażone na wysoką temperaturę i wilgotność
  - W pobliżu wody
  - Miejsca z nadmiernym zapyleniem
  - Miejsca z dymem lub ogniem
  - Miejsca narażone na wibracje
  - Miejsca narażone na silny elektromagnetyzm